

ラボシェルフ 組立て説明書



- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。


下記の金具が入っていることをお確かめ下さい
※別注製品は個数が異なる場合があります。



・ビス 12本



・六角レンチ 1本
サイズ：5mm




1. ①脚と②棚板を並べます。棚の高さは3段階から選べるので、どの位置にするか決めておきます。

2. 片脚ずつ起こし①脚と②棚板の穴位置を合わせてビスで固定します。



仮止めせず1本ずつ締め上げると最後の穴位置がずれてビスが締まらなくなる場合があります。



3. 本体を起こして完成です。



締めすぎ注意

必ず手動で行い、強く締めすぎないようにご注意ください。



安全にご使用いただく為に・・・ビスがゆるんでいないか定期的を確認し、ゆるんでいたら締め直して下さい。