

RANICA MATTRESS / REGULAR

ラニカ マットレス / レギュラー

Year of Production 2021-

Designer : MASTERWAL




レギュラー		コイル数			
Q クイーン	W1600 D1950 H230	MMRN-RG-Q	945	¥181,500	
WD ワイドダブル	W1500 D1950 H230	MMRN-RG-WD	891	¥148,500	
D ダブル	W1400 D1950 H230	MMRN-RG-D	837	¥132,000	
SD セミダブル	W1200 D1950 H230	MMRN-RG-SD	702	¥115,500	
S シングル	W970 D1950 H230	MMRN-RG-S	567	¥99,000	
PS パーソナルシングル	W900 D1950 H230	MMRN-RG-PS	513	¥99,000	
SS セミシングル	W800 D1950 H230	MMRN-RG-SS	459	¥88,000	

内部構造




ニット生地(表地)



※ K(キング) サイズは指定不可です。

マットレス素材について




連続キルト
オーソドックスなパターン。しっかりとした安定感があります。




側生地 / Adaptive®
側生地のニット素材は「Adaptive®」を使用しています。



6インチ交互配列
ポケットコイルを交互に敷き詰めコイル数を増やすことでしっかり体を支え、サポートするような安心地を実現しました。



ポケットコイル
一つ一つ独立したポケットコイルが点で体を支えます。体圧分散機の測定でも体の負担を軽減していることがわかります。



Adaptive®について


- ① 基本的機能** 特殊な機能型ポリマーをコーティングした繊維で、人の体温や周囲温度を感じ取り、その温度に反応して温度調整が可能な素材です。人間は皮膚を通して水分の蒸発を調整し、身体の快適な温度を保っています。「Adaptive®」はこの機能をより敏感に感じ取ります。暑い時は、ポリマーが感知、汗を吸収、蒸発させてドライでクールな環境をつくります。寒い場合は水分の蒸散を抑え、自分の体温をそのままを維持することができます。
- ② 洗濯** 洗濯が可能です。40回の洗濯でも100%の効力を維持しており、効果が長期にわたり継続することが実証されています。
- ③ 安全** 有害物質が含まれておらず、皮膚への安心・安全を保証する「Oeko-Tex®(エコテックス)」認証済です。

RANICA MATTRESS / TIGHT TOP


ラニカ マットレス / タイトトップ

Year of Production 2021-

Designer : MASTERWAL




タイトトップ		コイル数		内部構造	
Q クイーン	W1600 D1950 H290	MMRN-TT-Q	1064	¥214,500	キルト：ジャンプ交互配列 抗菌綿 ウレタン ポケットコイル 交互配列 6.7インチ 不織布
WD ワイドダブル	W1500 D1950 H290	MMRN-TT-WD	952	¥181,500	
D ダブル	W1400 D1950 H290	MMRN-TT-D	840	¥165,000	
SD セミダブル	W1200 D1950 H290	MMRN-TT-SD	700	¥148,500	
S シングル	W970 D1950 H290	MMRN-TT-S	560	¥132,000	
PS パーソナルシングル	W900 D1950 H290	MMRN-TT-PS	532	¥132,000	
SS セミシングル	W800 D1950 H290	MMRN-TT-SS	476	¥115,500	



※ K(キング) サイズは指定不可です。

マットレス素材について




ジャンプキルト
キルティングが運動していないため、圧力がかった場所だけが沈み、表生地も余裕をもって体を包みこみます。



側生地 / Adaptive®
側生地のニット素材は「Adaptive®」を使用しています。



交互配列
ポケットコイルを交互に敷き詰めコイル数を増やすことでしっかり体を支え、サポートするような安心地を実現しました。



ポケットコイル
一つ一つ独立したポケットコイルが点で体を支えます。体圧分散機の測定でも体の負担を軽減していることがわかります。



プロファイル加工
表面へ凹凸をつけるプロファイル加工を施したウレタンを使用。体にかかる圧力を分散する力を高めています。

ベッドとの高さについて


マスターウォールのベッドは H230 のマットレスを標準としています。(一部標準 H350)

マットレスの厚みに合わせてヘッドボードの高さを変更することでマットレスがバランスよくフレームに収まります。

+

マットレスに合わせた ベッド ヘッドフレームの高さ変更価格 (推奨マットレス H230)

		マットレス高	差	K/Q	WD/D	SD/S	S2ATG
ラニカ	タイトトップ	H 290mm	+60mm	+ ¥55,000	+ ¥44,000	+ ¥33,000	+ ¥77,000
	ボックストップ	H 350mm	+120mm	+ ¥66,000	+ ¥55,000	+ ¥44,000	+ ¥99,000




※上記価格はヘッドボードのみですが、製品によりフットボードの高さを変更することも可能です。

RANICA MATTRESS / BOX TOP


ラニカ マットレス / ボックストップ

Year of Production 2021-

Designer : MASTERWAL




ボックストップ		コイル数		内部構造	
Q クイーン	W1600 D1950 H350	MMRN-BT-Q	1064	¥258,500	キルト：ジャンプ 交互配列 抗菌綿 プロファイルウレタン ウレタン ポケットコイル 交互配列 6.7インチ 不織布
WD ワイドダブル	W1500 D1950 H350	MMRN-BT-WD	952	¥225,500	
D ダブル	W1400 D1950 H350	MMRN-BT-D	840	¥209,000	
SD セミダブル	W1200 D1950 H350	MMRN-BT-SD	700	¥192,500	
S シングル	W970 D1950 H350	MMRN-BT-S	560	¥176,000	
PS パーソナルシングル	W900 D1950 H350	MMRN-BT-PS	532	¥176,000	
SS セミシングル	W800 D1950 H350	MMRN-BT-SS	476	¥159,500	



※ K(キング) サイズは指定不可です。

マットレス素材について




ジャンプキルト
キルティングが運動していないため、圧力がかった場所だけが沈み、表生地も余裕をもって体を包みこみます。



側生地 / Adaptive®
側生地のニット素材は「Adaptive®」を使用しています。



交互配列
ポケットコイルを交互に敷き詰めコイル数を増やすことでしっかり体を支え、サポートするような安心地を実現しました。



ポケットコイル
一つ一つ独立したポケットコイルが点で体を支えます。体圧分散機の測定でも体の負担を軽減していることがわかります。



プロファイル加工
表面へ凹凸をつけるプロファイル加工を施したウレタンを使用。体にかかる圧力を分散する力を高めています。

ベッドとの高さについて


マスターウォールのベッドは H230 のマットレスを標準としています。(一部標準 H350)

マットレスの厚みに合わせてヘッドボードの高さを変更することでマットレスがバランスよくフレームに収まります。

+

マットレスに合わせた ベッド ヘッドフレームの高さ変更価格 (推奨マットレス H230)

		マットレス高	差	K/Q	WD/D	SD/S	S2ATG
ラニカ	タイトトップ	H 290mm	+60mm	+ ¥55,000	+ ¥44,000	+ ¥33,000	+ ¥77,000
	ボックストップ	H 350mm	+120mm	+ ¥66,000	+ ¥55,000	+ ¥44,000	+ ¥99,000



※上記価格はヘッドボードのみですが、製品によりフットボードの高さを変更することも可能です。